

ONKOLOGIA

Katalog



 **Qimono**
by VYGON



Łączenia o najwyższym stopniu
bezpieczeństwa

 **VYGON**





Value Life

Akcesoria do przygotowania leków/roztworów

Worek


Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimospike B	7218.01		Kolec Qimo Spike B do worków infuzyjnych z łącznikiem Qimo Female ♀	Do aspiracji lub dodawania leków/płynu do/z worka.	50/600
qimospike B valve	7218.11		Kolec Qimo Spike B do worków infuzyjnych z łącznikiem żeńskim Qimo Female ♀ i zaworem zwrotnym.	Wyłącznie do aspiracji z worka (w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia roztworu).	25/450

Fiolka

Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimocap ø14	7219.01 7219.010*		Qimo Cap to zatyczka do fiolek wyposażona w łącze żeńskie Qimo Female ♀. Jest przeznaczona do zapewnienia stałego połączenia z fiolką.	Pobieranie i uzupełnianie małych objętości leku w całkowicie zamkniętym środowisku.	50/900 4/72
qimocap ø20	7219.02 7219.020*				25/450 4/48
qimospike V	7217.04 7217.040*		Qimo Spike V to kolec do fiolek z odpowietrznikiem z żeńską końcówką Qimo Female ♀.	Wielokrotne pobieranie z fiolek dowolnego typu.	25/300 4/48
qimoharpoon	7213.02		Qimo Harpoon to urządzenie do transportu substancji w systemie zamkniętym, wyposażone w balon zasysający o pojemności 50 ml wypełniony jałowym powietrzem, zapewniający wyrównanie ciśnień.	Pobieranie i uzupełnianie leków wysokiego ryzyka.	10/80
qimoharpoon S	7213.01				

* Multipak: 25 szt.




Strzykawka

Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimo ♂	7210.91 7210.910*		Qimo Male ♂ to męska, zamknięta bezigłowa bezpieczna końcówka nadająca się do wyjaławiania. Jest przeznaczona do jednorazowego połączenia z męskim Luer-Lock. Kompatybilna wyłącznie z Qimo Female ♀.	Do zabezpieczenia strzykawkę używanych w celu przygotowania leku.	50/900 4/72

* Multipak: 25 szt.



Urządzenia do transportu leków/roztworów

Worek

Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimconnect	7221.01 7221.020*		Zestaw podłączeniowy do worka infuzyjnego z iniekcijnym portem Y Qimo Female ♀. Końcówka dystalna drenu przedłużającej z łącznikiem Qimo ♂.	Rozcieńczanie i podawanie substancji medycznych dowolnego typu.	25/150 10/60
qimconnect filter	7221.011 7221.0110*		Zestaw podłączeniowy do worka infuzyjnego z filtrem 0,2 µm oraz iniekcijnym portem Y Qimo Female ♀. Końcówka dystalna rurki przedłużającej z łącznikiem Qimo Male ♂.	Rozcieńczanie i podawanie substancji medycznych wymagających filtrowania (np. Paklitaksel)	25/150 10/60
qimconnect air filter	7221.012 7221.0120*		Zestaw podłączeniowy do worka infuzyjnego z filtrem wentylującym oraz iniekcijnym portem Y Qimo Female ♀. Końcówka dystalna rurki przedłużającego z łącznikiem Qimo Male ♂.	Rozcieńczanie i przygotowanie roztworów pniących się (np. Docateksel), w celu usunięcia maksymalnej objętości powietrza.	25/150 10/60

* Multipak: 10 szt. (bez łącza Qimo Male)

Strzykawka







Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimo ♂	7210.91 7210.910*		Qimo Male ♂ to męska, zamknięta bezigłowa bezpieczna końcówka nadająca się do wyjąławiania. Jest przeznaczona do jednorazowego połączenia z męskim Luer-Lock. Kompatybilna wyłącznie z Qimo Female ♀.	Do podłączenia strzykawki w przypadkach iniekcji bezpośrednich.	50/900 4/72
qimotransfer	7220.01		Łącznik żeńsko-żeński Luer-Lock do żeńskiego Luer-locka, z łączem Qimo Female ♀ na obu końcach.	Do transportu leku między dwiema strzykawkami	50/600

* Multipak: 25 szt.

Pompy elastomeryczne

Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimoprime, qimo ♂ & qimo ♀	7210.04		Zestaw łączy: qimoprime, Qimo Male ♂ i Qimo Female ♀ w jednym opakowaniu	Może być używany do łączenia miejsca iniekcji pompą elastomeryczną z dystalną końcówką przewodu pompy; możliwe też są inne zastosowania.	50/600

Akcesoria do infuzji

Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Zastosowanie	Liczba szt. pudełko/karton
qimopump	7227.101 7227.201 7227.401		Qimo Pump to bezpieczny adapter do zestawów pomp infuzyjnych. Urządzenie jest wyposażone w 1, 2 lub 4 złącza Qimo Female ♀, kołec z portem wentylowanym (z zatyczką) oraz uniwersalną rurkę do połączenia z właściwym zestawem pompy.	Do zabezpieczenia pomp infuzyjnych odpowiedniego typu oraz podłączania worka infuzyjnego w bezpieczny sposób.	25/150
qimo IVset ze zintegrowanym rozgałęzieniem qimooctopus	7229.101 7229.201 7229.401		Urządzenie do infuzji dożylniej z kołcem i komorą kroplową, wyposażone w 1, 2 lub 4 złącza Qimo Female ♀ oraz Qimo Male ♂ do przyłączenia do standardowego męskiego portu Luer-lock na na dystalnym końcu Qimo IVset. Qimo Prime umożliwia wstępne napełnienie linii po uprzednim podłączeniu Qimo Male ♂.	Do bezpiecznych infuzji grawitacyjnych lub przy użyciu pomp uniwersalnych.	25/150
qimo IVset bez qimooctopus	7229.102 7229.202 7229.402				
qimconnect ♀	7221.02		Dren przedłużający do worka infuzyjnego z iniekcyjnym portem Y Qimo Female ♀ oraz wentylowanym portem (z zatyczką).	Przygotowywanie i podawanie leków nietoksycznych (stosowanych w premedykacji, np. leki przeciwwymiotne, kortykosteroidy itp.)	25/150
qimoprime & qimo ♂	7210.01		Zestaw składający się z łącznika Qimo Male ♂ i Qimo Prime w jednym opakowaniu.	Do zabezpieczenia portów zarówno z męską jak i żeńską końcówką Luer-lock do urządzeń infuzyjnych.	50/600
qimooctopus	7231.221		Qimo Octopus to bezpieczny, dwuświatłowy dren przedłużający umożliwiający ciągłą infuzję przy jednoczesnych iniekcjach i możliwości pobierania próbek krwi. Port Y jest wyposażony w łącznik Qimo Female ♀. Końcówkę dystalną łączy się za pomocą Qimo Male ♂. Qimo Prime podłączony do męskiego Qimo Male ♂ umożliwia wstępne wypełnienie linii.	Bezpieczny dostęp w nagłych przypadkach. Dogodne iniekcje - położenie strzykawki blisko pacjenta.	50/300

Dostęp żylny

Kod produktu	Symbol	Wizualizacja	Opis	Liczba szt. pudełko/karton
qimoperfusafe	7242.720 7242.725 7242.920 7242.925		Qimo Perfusafe to bezpieczny zestaw do infuzji z igłą Hubera wyposażony w łącznik Qimo Female ♀ przeznaczony do dostępu poprzez port naczyniowy.	10/90
qimo ♀	7210.02		Łącze Qimo Female ♀ to bezpieczne uniwersalne, zamknięte, bezigłowe łącznik, nadające się do wyjąławiania.	100/1800



Szczegółowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres: questions@vygon.com

Niniejsza ulotka ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

VYGON, Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54

